

# PRESSEMITTEILUNG

ADODERM



**NEU: Hyabell® - der einzige, in Deutschland hergestellte und mittels BDDE Verfahren quervernetzte Hyaluronsäure Dermal Filler mit Lidocain.**

## **Zusammenfassung**

Der neue Hyabell® Dermal Filler mit Lidocain arbeitet besonders sanft, sicher und effektiv. Durch die Anwendung der innovativen MPT Technologie (Monophasische Partikel Technologie) im Produktionsprozess weist Hyabell® eine deutlich sanftere Extrusionskraft als herkömmliche Hyaluron Filler auf. Das hohe Maß visco-elastischer Eigenschaften bewirkt ein langanhaltendes und überzeugendes Ergebnis, der Lidocain-Gehalt von 0,3 Prozent reduziert den Schmerz des Patienten deutlich und erhöht so seine Zufriedenheit. Die besonderen Injektionseigenschaften von Hyabell® ermöglichen eine sanfte und präzise Verteilung des Dermal Fillers. Hyabell® bietet ein hohes und zuverlässiges Maß an Volumenerzeugung. Die Ergebnisse sind sofort sichtbar. Erhältlich sind die vier verschiedenen Hyabell Varianten von 12 bis 24 mg/ml, die eine Vielfalt an Indikationen in der Dermis und Subkutis abdecken. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Biokompatibilitäts-Prüfungen wurden durchgeführt (ISO10993:2009) und erfüllt. Ergebnisse 12-monatiger Implantationstests zeigen ein hohes Sicherheits- und Biokompatibilitätsprofil von Hyabell®. Alle Hyabell® Produkte sind nichttierischen Ursprungs.

## **Die Vorteile von Lidocain**

Lidocain ist ein höchsteffektives lokales Anästhetikum, das den mit intrakutanen Injektionen einhergehenden Schmerz deutlich reduziert. Es löst sich nach der Injektion sehr rasch aus dem Hyaluronsäure-Gel ab und wird dann metabolisiert. Eine Reihe an Tests ergab, dass das Lidocain bei der Anwendung aller Hyabell® Produkte zu 40 Prozent nach einer Stunde freigegeben wurde, nach vier Stunden mehr als 80 Prozent. Nach 72 Stunden ist der gesamte Lidocain-Gehalt freigegeben, was dem Durchschnitt herkömmlicher Filler entspricht.

## **Exzellente Injektionsfähigkeit**

Hyabell® ermöglicht eine besonders sanfte und präzise Injektion. Studien zeigen im Vergleich zu anderen Fillern eine deutlich sanftere und gleichmäßigere Extrusion.

## **Viskoelastische Eigenschaften**

Im Vergleich zu anderen Fillern weist Hyabell® deutlich höhere visco-elastische Fähigkeiten auf, was ein besseres und langanhaltendes Fillerergebnis im Weichgewebe bewirkt. Das Ergebnis der Behandlung ist sofort sichtbar und sieht besonders natürlich aus.

**HYABELL®:**

- ✓ Sofort sichtbar
- ✓ Natürliche und langanhaltende Ergebnisse
- ✓ Für unterschiedliche Anwendungen in Dermis und Subkutis
- ✓ Deutliche Schmerzreduktion

**Die Produktlinie:**

**Faltenbehandlung:**

**LIPS**



**Anwendungsbereich** Lippenvergrößerung, Lippenkonturen  
**Total HA Konzentration** 12 mg/ml  
**Lidocain Konzentration** 0,3 %  
**Quervernetzung** BDDE  
**Inhalt** 1 x 1.0 ml  
**Nadelgröße** 27G  
**Ergebnisse** 6-9 Monate  
**Volumeneffekt** ●●●  
**Injektionstiefe** Lippenmuskulatur und Konturlinie

**BASIC**



**Anwendungsbereich** Mitteltiefe Falten, Lippenkonturen  
**Total HA Konzentration** 16 mg/ml  
**Lidocain Konzentration** 0,3 %  
**Quervernetzung** BDDE  
**Inhalt** 1 x 1.0 ml  
**Nadelgröße** 27G  
**Ergebnisse** 6-9 Monate  
**Volumeneffekt** ●●●●  
**Injektionstiefe** Mittlere bis tiefe Dermis

**Volumenbehandlung:**

**DEEP**



**Anwendungsbereich** Tiefe Falten, speziell Gesichtskontur  
**Total HA Konzentration** 20 mg/ml  
**Lidocain Konzentration** 0,3 %  
**Quervernetzung** BDDE  
**Inhalt** 1 x 1.0 ml  
**Nadelgröße** 27G  
**Ergebnisse** 9-12 Monate  
**Volumeneffekt** ●●●●●  
**Injektionstiefe** Tiefe Dermis / Hypodermis

**ULTRA**



<b>Anwendungsbereich</b>	Sehr tiefe Falten, Gesichtskontur, Volumen
<b>Total HA Konzentration</b>	24 mg/ml
<b>Lidocain Konzentration</b>	0,3 %
<b>Quervernetzung</b>	BDDE
<b>Inhalt</b>	1 x 1.0 ml
<b>Nadelgröße</b>	27G
<b>Ergebnisse</b>	12-14 Monate
<b>Volumeneffekt</b>	•••••
<b>Injektionstiefe</b>	Hypodermis / Epiperiostal

### Vorher/Nachher Bilder:



**Behandlung mit HB Lips, HB Deep, HB Ultra, Ergebnis nach 9 Monaten**



**Behandlung mit HB Lips, Ergebnis nach 6 Monaten**



**Behandlung mit HB Basic, Ergebnis nach 6 Monaten**

**Interview mit Dr. med. Gebhard E. M. Gramlich (AUSZUG),**

**Chefarzt & Direktor der Privatklinik Hagenmühle**

<http://www.hagenmuehle.de/>

November 2014



Fotorechte@Privatklinik Hagenmühle. Abdruck honorarfrei.

**Herr Dr. Gramlich, was sind für Sie die wichtigsten Eigenschaften der neuen Hyabell® Serie? Worin besteht der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen Fillern?**

Die Hyabell® Produkte sind zum einen einfach und komfortabel anzuwenden, und zeigen bei präzisen Injektionseigenschaften maximale Wirkung – unabhängig von der jeweiligen Indikation. Das Ergebnis ist sofort sichtbar und weist eine hohe Natürlichkeit auf. Zum anderen verspürt der Patient aufgrund des 0,3 prozentigen Lidocain-Gehalts kaum Schmerzen bei der Injektion. Das Lidocain ist ein lokales Anästhetikum, das sich bei der Behandlung innerhalb kurzer Zeit aus dem Hyaluronsäure-Gel löst und unmittelbar schmerzreduzierend wirkt.

**Wie sicher ist die Anwendung von Lidocain?**

Klinische Studien erwiesen mehrfach, dass Lidocain zwar den Schmerz deutlich reduziert, aber die Wirkung oder Sicherheit des Produktes nicht negativ beeinflusst. Die Injektion gestaltet sich sehr viel angenehmer für den Patient, die Effizienz und das Resultat sind optimal. Tests zeigten, dass sich die Nebenwirkungen des Produkts sehr gering halten und auf minimale Schwellungen und Rötungen, die schon nach kurzer Zeit wieder vergehen, beschränkt sind. Keine weitere medikamentöse Nachversorgung wurde benötigt.

**Für welche Indikationen eignet sich Hyabell®?**

Hyabell® ist für eine weite Bandbreite an Indikationen anwendbar. Für oberflächliche Korrekturen an den Lippenkonturen bis hinein in die tiefe Dermis. Behandelt werden zum Beispiel die Lippen (Volumen/Kontur), Lachfältchen oder Marionettenfalten, aber auch Anwendungen unter tiefen Falten und Narben sind geeignet. Ebenso kann die Gesichtskontur optimiert werden.

(...)

**DEN GESAMTEN PRESSETEXT FINDEN SIE IM ANHANG!**

**Weitere Informationen unter:**

<http://www.hyabell.com/>

Fotorechte@Adoderm GmbH. Abdruck honorarfrei.